



МЕДИАТОМА

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Набор инструментов
для черской пластики костной ткани
Рег. уд. РЗН 2019/8400 от 24 мая 2019 г.

НАБОР ДЛЯ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ



НАБОР ДЛЯ БАЛЛОННОЙ КИФОПЛАСТИКИ



Показания к применению

Остеопоротические
поражения тел позвонков

Травматические компрессионные
и компрессионно-оскольчатые переломы тел позвонков

Опухолевые поражения костной ткани доброкачественного
(гемангиома) и злокачественного (метастазы, миелома) характера.

Набор инструментов для чрескожной пластики костной ткани **ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА**



СОСТАВ НАБОРА

Набор 1 G13 ЕКРБ.942244.100 ТУ

- ① Канюля стандартная со стилетом G13 (2.40 мм диаметр) – 1 шт.
- ② Миска для цемента – 1 шт.
- ③ Лопатка для цемента – 1 шт.
- ④ Шприц для цемента – 1 шт.
- ⑤ Воронка – 1 шт.

Набор 2 G11 ЕКРБ.942244.100 ТУ

- ① Канюля стандартная со стилетом G11 (3.20 мм диаметр) – 1 шт.
- ② Миска для цемента – 1 шт.
- ③ Лопатка для цемента – 1 шт.
- ④ Шприц для цемента – 1 шт.
- ⑤ Воронка – 1 шт.

Дополнительная канюля



Канюля стандартная со стилетом G13 (2.40 мм диаметр)



Канюля стандартная со стилетом G11 (3.20 мм диаметр)



Только ромбовидная заточка



Миска и лопатка
для цемента

Шприц
для цемента

Набор инструментов для чрескожной пластики костной ткани **БАЛЛОННАЯ КИФОПЛАСТИКА**



СОСТАВ НАБОРА

Набор 4
G8 ЕКРБ.942244.100 TY

- 1 Канюля управляемая со стилетом G8 (4.30 мм диаметр) – 1 шт.
- 2 Проводник и толкатель цемента – 1 шт.
- 3 Инфлятор – 1 шт.
- 4 Баллонный катетер – 1 шт.
- 5 Ограничитель хода баллонного катетера – 1 шт.

- 6 Миска для цемента – 1 шт.
- 7 Лопатка для цемента – 1 шт.
- 8 Шприц для цемента – 1 шт.
- 9 Воронка – 1 шт

Управляемое раскрытие баллона

Обеспечивает
наилучшее восстановление
высоты тела позвонка



Новый подход к баллонной кифопластике

Баллон раскрывается
через вырез на конце канюли
в заданном направлении

Положение канюли в очаге
поражения позволяет задать
направление раскрытия баллона


Хирург, может установить
в каком направлении раскрывать
баллон, повернув ручку канюли

Преимущества


Легче восстановить анатомическую
форму поврежденного позвонка

Более полная коррекция компрессии

Часто достаточно одного
баллона на позвонок



Инструмент в работе



Мы рекомендуем использовать наши системы
с костным рентгеноконтрастным цементом:

■ Stryker VertaPlex ■ Heraeus Osteopal V

Также набор для баллонной кифопластики
может использоваться с костной стружкой

ООО «МЕДИАТОМА»

г. Москва, 117105,
Варшавское шоссе, д. 33

+7 985 528-7555

www.mediatoma.ru

mediatoma.med@gmail.com