

ООО «Эндови-сервис»

официальный сервисный центр
по ремонту и техническому
обслуживанию эндоскопического
оборудования Concemed.

г. Москва,
Алтуфьевское шоссе,
дом 48, корп. 1,
3 этаж, офис 304

+7-804-700-41-45
service@endovi.ru

Эндоскопическое оборудование
требует внимательного отношения
и профессионального обслуживания.
Нарушение технологий ремонта
может сократить срок службы
системы и привести к простоею
работы. Чтобы техника оставалась
надёжной и долгие годы
обеспечивала точную диагностику,
важно доверять её официальному
сервису Concemed в России.

*Ваше оборудование устарело
или вышло из строя? Мы поможем
подобрать оптимальное решение —
современное эндоскопическое
оборудование Concemed,
соответствующее вашим
задачам и потребностям.*



Сервисный центр имеет
ЛИЦЕНЗИЮ РОСЗДРАВНАДЗОРА
на техническое обслуживание
медицинских изделий
и уполномочен производителем
осуществлять ремонт
и техническое обслуживание
эндоскопического оборудования
в гарантийный
и постгарантийный период.

Инженеры сервисного центра
прошли **СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ**, обладают
высокой квалификацией
и многолетним опытом работы
с эндоскопическим оборудова-
нием. Их профессионализм —
гарантия точной диагностики,
качественного обслуживания
и надёжного ремонта вашей
техники.

Техническое обслуживание
и ремонт осуществляется по
СТАНДАРТАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Выполнение ремонтных работ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ от замены
резины изгибаемой части до
замены матриц.

Быстрая **БЕСПЛАТНАЯ**
ДИАГНОСТИКА И ДОСТАВКА
в сервисный центр и обратно.*

Предоставление **ПОДМЕННОГО**
ОБОРУДОВАНИЯ на время
длительного ремонта.*

УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
по телефону или видеосвязи.

Прямые **ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ**
И АКСЕССУАРОВ от завода-
изготовителя, **СОБСТВЕННЫЙ**
СКЛАД запчастей.

* При условии ремонта
или в гарантийный период



www.endovi.ru

Эндови –
уполномоченный
представитель
Concemed
на территории
России

ENDOVI
В СВЕТЕ ИДЕАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!

CONCEMED

Комплексные
эндоскопические
решения
для наблюдения,
диагностики
и лечения органов
дыхания,
носовых ходов,
глотки и гортани

ВИДЕОБРОНХОСКОП


VB Серия



Откройте для себя необычайную
четкость изображения в каждой детали

VR Серия

ВИДЕОРИНОЛАРИНГОСКОП



ENDOVI



г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, оф. 906





8-804-700-65-00
8-905-506-65-00



info@endovi.ru



www.endovi.ru



VR Серия

ВИДЕОРИНОЛАРИНГОСКОП



Конструкция рукоятки

Эргономичная конструкция и настраиваемые кнопки обеспечивают простоту использования и гибкость в работе



Большой угол изгиба

Угол изгиба вверх 130° и вниз 130° облегчают наблюдение в узких местах, таких как носовая и ротовая полости



Широкое поле обзора 120°

Комплексное обследование без «слепых зон»

CONCEMED

HD



Высокое качество изображения

Кристальная четкость каждой детали



Технология мультиспектральной комплексной визуализации

Комплексный подход к обзору сценариев обследования, диагностики и лечения



DSI PSI TEI NEI


Уровень водонепроницаемости IPX7

Общая очистка погружением или дезинфекция без водонепроницаемой крышки



Блокировка изгиба

Простая фиксация угла изгиба при помощи ручки блокировки изгиба




Доступны несколько моделей

Обеспечивают максимальную детализацию бронхов. Предоставляют возможности обследования, диагностики и лечения

Функция поворота

Диапазон изгиба углов влево/вправо составляет 120°, что снижает утомляемость при эксплуатации



VB Серия

ВИДЕОБРОНХОСКОП

ВИДЕОБРОНХОСКОПЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1P VB-1P	1PT VB-1PT	H1 VB-H1	Q1 VB-Q1	HTT VB-HTT
↺ ДЛИНА РАБОЧАЯ ПОЛНАЯ	600 мм 880 мм	600 мм 880 мм	600 мм 880 мм	600 мм 880 мм	600 мм 880 мм
↻ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ОСНОВНАЯ ТРУБКА ВВОДИМАЯ ЧАСТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ	2,9 мм 2,9 мм 3,5 мм	3,8 мм 4,1 мм 4,9 мм	4,9 мм 4,9 мм 5,6 мм	4,9 мм 4,9 мм 5,8 мм	5,7 мм 5,7 мм 6,8 мм
↻ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КАНАЛ МИНИМАЛЬНЫЙ	1,2 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм	3,0 мм
👁 ПОЛЕ ОБЗОРА И НАПРАВЛЕНИЕ	120° ПРЯМОЙ ВИД	120° ПРЯМОЙ ВИД	120° ПРЯМОЙ ВИД	120° ПРЯМОЙ ВИД	120° ПРЯМОЙ ВИД
📐 ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ	2-100 мм	2-100 мм	2-100 мм	2-100 мм	2-100 мм
↻ УГОЛ ИЗГИБА ВВЕРХ/ВНИЗ	210°/130°	210°/130°	210°/130°	210°/130°	210°/130°
СОВМЕСТИМОСТЬ ВЧ-ТЕРАПИЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ	⊗ ⊗	✓ ⊗	✓ ⊗	✓ ⊗	✓ ✓

ВИДЕОРИНОЛАРИНГОСКОПЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	H1P VR-H1P	Q1 VR-Q1	QT VR-Q1T
↺ ДЛИНА РАБОЧАЯ ПОЛНАЯ	300 мм 520 мм	300 мм 520 мм	365 мм 630 мм
↻ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ОСНОВНАЯ ТРУБКА ВВОДИМАЯ ЧАСТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ	2,6 мм 2,9 мм 3,3 мм	3,8 мм 3,6 мм 4,4 мм	4,9 мм 4,9 мм 5,8 мм
↻ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КАНАЛ МИНИМАЛЬНЫЙ	—	—	2,0 мм
👁 ПОЛЕ ОБЗОРА	120°	90°	120°
📐 ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ	2-100 мм	2-100 мм	2-100 мм
↻ УГОЛ ИЗГИБА ВВЕРХ/ВНИЗ	130°/130°	130°/130°	130°/130°
СОВМЕСТИМОСТЬ ВЧ-ТЕРАПИЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ	⊗ ⊗	⊗ ⊗	✓ ⊗